



GottaGo

Manual do utilizador



Liberdade em família

Português

O Firefly GottaGo é um assento leve e portátil concebido para melhorar a vida das crianças incentivando a ida à casa de banho sem ajuda. É um assento seguro e que apoia a postura, em casa ou em viagem.

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de utilizar o seu GottaGo. Também pode obter todas as instruções no nosso website: **www.fireflyfriends.com/gottago** juntamente com vídeos, diagramas e FAQ.

Índice

- 01 Utilização prevista
 - 02 Certificação
 - 03 Avisos e precauções
 - 04 Termos da garantia
 - 05 Informação sobre segurança
 - 06 Precauções e contraindicações
 - 07 Informação sobre limpeza e cuidados
 - 08 Inspeção e manutenção/reparação do produto
 - 09 Diretrizes importantes
 - 10 Reatribuição de produtos Firefly
 - 11 Manual de Instruções
 - 12 Preparação clínica
 - 13 Desmontar e embalar o assento para sanita
 - 14 Informação técnica
-

SECÇÃO 01:

Utilização prevista

Utilização prevista

O assento para sanita GottaGo serve para apoiar a postura de crianças com deficiências para facilitar a ida à casa de banho.

O GottaGo é um assento portátil concebido para facilitar a ida à casa de banho em casa e fora de casa.

Indicações para utilização

Recomendamos que um adulto realize a inspeção do produto de acordo com a Secção 08 deste manual de utilizador para garantir que pode ser utilizado com segurança.

O assento de sanita GottaGo é indicado para casas de banho com superfícies planas. O assento serve para apoiar a postura de crianças com deficiências de vários tipos que afetem a sua capacidade para se sentarem sem ajuda. Os utilizadores podem incluir, mas não só, crianças não ambulatórias com deficiências neuromusculares, congénitas ou cromossómicas, lesões na medula ou atrasos no desenvolvimento global. O GottaGo foi concebido para crianças com idades entre os 2 e os 9 anos, com um peso máximo de 30 kg.



As crianças não devem utilizar o assento para a sanita GottaGo sem supervisão, em nenhuma altura, porque podem sofrer ferimentos.

SECÇÃO 02: Certificação

O GottaGo está classificado como dispositivo médico de classe I segundo os regulamentos da UE e do Reino Unido. Como fabricante, a James Leckey Design Limited, declara que este produto está em conformidade com o Regulamento de Dispositivo Médico (2017/745), Regulamento de dispositivos médicos do Reino Unido 2002, diretiva de Dispositivos Médicos (93/42 EEC) e Dispositivos Auxiliares EN 12182:2012 para pessoas com deficiências, requisitos gerais e métodos de teste.

Nota: Conselhos gerais para o utilizador. O não cumprimento destas instruções podem causar o risco de lesões físicas, de danos neste produto ou criar um risco para o ambiente.

Nota: As crianças devem usar o cinto de segurança sempre que estiverem sentadas na GottaGo.

SECÇÃO 03: Avisos e precauções

Inspeções diárias de cuidados:

- O GottaGo deve ser inspecionado diariamente antes de qualquer utilização para garantir que todas as correias e elementos do assento estão firmemente presos.
- Leia sempre as instruções com todo o cuidado, antes de utilizar.
- Inspeccione visualmente o produto sempre antes de utilizar. Em caso de dúvida, PARE. Se suspeitar ou tiver a certeza que o produto ou peça apresenta defeito, PARE. Contacte o nosso departamento de serviços do cliente ou revendedor local assim que possível.
- Verifique sempre se o apoio para os pés está fixo.
- O cuidador não deve tocar em qualquer junta ou articulação móvel não bloqueada.
- Certifique-se de que o espaço de acesso em redor do produto é suficiente. Não é recomendável deslocar ou efetuar qualquer ajuste no GottaGo, enquanto o utilizador estiver sentado.
- Antes de sentar o utilizador no produto, certifique-se de que este está configurado para as necessidades do utilizador e verifique a estabilidade.

- Quando montar ou ajustar a posição dos componentes do assento para sanita, tenha cuidado para não entalar os dedos.
- Certifique-se sempre de que todas as pernas estão seguramente bloqueadas antes de sentar o utilizador no produto.
- Nunca mova ou levante o GottaGo com a criança sentada.

Quando o utilizador se sentar pela primeira vez.

- A transferência do utilizador para e do produto deve ser efetuada com o equipamento e pessoal apropriado.
- Se o utilizador apresentar qualquer sinal de desconforto, retire-o do produto tão rapidamente quanto seja seguro.

Cuidado para risco de entalamento de dedos:

- Tenha cuidado quando montar ou ajustar a posição dos componentes do assento para não entalar os seus dedos quando posicionar os componentes do assento e apertar as peças de montagem. Devido à natureza dos contornos flexíveis do design do assento para sanita GottaGo, tenha em conta que poderá entalar os dedos nas zonas em redor do assento e na estrutura, enquanto o utilizador estiver sentado e ativo.

Aviso para risco de tombamento:

- Prender sempre o cinto de segurança imediatamente após o utilizador estar sentado na GottaGo.
- Nunca utilize o GottaGo num chão desnivelado.
- Nunca deixe a criança sentada no produto sem supervisão.
- Verificar sempre se a placa para os pés está segura antes do utilizador ser transferido para o assento e se as correias para os pés do utilizador são usadas depois do cinto de segurança ser colocado.
- Aviso para risco de entalamento de dedos: Tenha cuidado para não entalar os dedos do operador, ou de crianças nas proximidades, nos espaços entre o assento e a estrutura.
- Aviso para a segurança do ocupante: Certifique-se de que todos os cintos para o ocupante, especialmente as correias de segurança para os pés, estão presas e ajustadas para segurar o ocupante com firmeza antes das necessidades. Nunca deixe a criança sentada no GottaGo sem supervisão.

Cuidados gerais

Caution Cleaning:

- Limpe periodicamente o GottaGo para evitar a acumulação de sujidade nos componentes do

assento e na estrutura. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente as molduras do assento e facilitar a corrosão da estrutura. Utilize apenas produtos de limpeza domésticos não abrasivos e panos húmidos.

Cuidado com limpeza com máquinas de lavar de alta pressão / mangueiras:

- Não utilize mangueiras ou máquinas de lavar de alta pressão para limpar a estrutura, já que esta não tem proteção contra água corrente e pode ficar danificada.

Cuidados com o armazenamento:

- O produto deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor incluindo chamas desprotegidas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.

Cuidado quando começar utilizar:

Quando retirar o GottaGo do espaço de arrumação, deixe-o adaptar-se primeiro à temperatura ambiente. Limpe qualquer humidade condensada no produto.

Cuidados de eliminação:

- Elimine o GottaGo exclusivamente em locais públicos de eliminação de resíduos de acordo com a categoria de reciclagem correta.

Limpeza adicional de componentes de metal e plástico

- Pode utilizar sabão e água ou um spray antibacteriano para limpeza diária.

- Não utilize solventes para limpar componentes de plástico ou metal.
- Certifique-se sempre de que o produto está seco antes de utilizar.

SECÇÃO 04: Termos da garantia

A garantia do GottaGo aplica-se exclusivamente quando o produto é utilizado de acordo com o seu propósito previsto, de acordo com todas as especificações do fabricante. Este produto fabricado pela James Leckey Design Ltd. Manufactured é fornecido com uma garantia de um ano.

Os produtos podem ser devolvidos para efeitos de garantia, reparações ou substituição até 12 meses a partir da data de receção. Quando nos contactar, providenciaremos a recolha dos produtos, à nossa custa e, depois devolvido, será reparado ou substituído por nós e devolvido a si até 14 dias. Em todos os casos, o cliente é responsável por garantir que os produtos devolvidos estão adequadamente embalados, de preferência na embalagem original.

SECÇÃO 05:

Informações sobre segurança

1. Leia sempre as instruções do utilizador completamente antes de utilizar.
2. Quando utilizarem este produto, as crianças devem ser sempre supervisionadas.
3. Antes de utilizar, verifique se todos os componentes GottaGo estão montados em segurança, de acordo com as instruções do utilizador.
4. Certifique-se de que o cinto de segurança e correias para os pés são sempre utilizados.
5. O GottaGo deve ser pousado numa superfície seca, sólida e estável. Nunca utilize o GottaGo numa superfície inclinada.
6. O peso máximo do utilizador para o GottaGo é de 30 kg. Nunca deve ser superior.
7. Nunca utilize o apoio para os pés para apoiar a criança quando a sentar ou levantar.
8. Em circunstância alguma, modifique o GottaGo ou utilize componentes com o GottaGo que não os componentes aprovados pela Firefly. Isto poderá ser perigoso para a criança e também invalidar a sua garantia.
9. O GottaGo deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor incluindo chamas desprotegidas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.
10. Limpe periodicamente o produto de acordo com a secção 07 deste manual de utilizador.
11. Realize inspeções de manutenção periódicas para garantir que o produto está em bom estado de funcionamento. O GottaGo não deve ser utilizado com qualquer um dos componentes avariados.
12. Não é possível apresentarmos sugestões de transporte e manuseio especializadas porque cada família é um caso. Para instruções de transporte e manuseio, consulte o seu terapeuta.
13. Em caso de qualquer dúvida em relação à utilização segura do GottaGo, ou em caso de avaria de qualquer componente, não utilize mais este produto e contacte o serviço de assistência ao cliente da Firefly no Reino Unido (tel: 0800 318265) ou República da Irlanda (tel: 1800 626020).



As crianças não devem utilizar o assento para a sanita GottaGo sem

supervisão, em nenhuma altura, porque podem sofrer ferimentos. A estrutura deve ser desdobrada com o máximo cuidado, porque as mãos estão próximas de peças móveis.

- Crianças dependentes da utilização de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica, incluindo funções respiratórias comprometidas
- Dependente de equipamento de suporte de vida de terceiros, com garrafas de oxigénio
- Dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de comportamento

SECÇÃO 06: Precauções e contraindicações

Precauções

O GottaGo pode não ser adequado a crianças e a jovens com as seguintes condições:

- Deformações fixas da medula, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou óssea grave (diferenças entre os lados esquerdo e direito do corpo), incluindo deslocação da anca
- Estado progressivo e de atrofia muscular
- Elevado risco de fraturas ósseas
- Elevado risco de pressão associada a lesões ou feridas abertas
- Padrões de movimentos fortes e descontrolados

Contraindicações

Não existem contraindicações associadas ao GottaGo.

SECÇÃO 07: Informação sobre limpeza e cuidados

Quando limpar o GottaGo, recomendamos que utilize água quente e detergentes não abrasivos, nunca utilize solventes orgânicos ou líquidos de limpeza a seco.

Sempre que necessário, o cinto de segurança e as correias para os pés podem ser removidas e limpos com água morna e sabão.

A estrutura pode ser limpa com sabão e água, não utilize solventes para a limpar.

SECÇÃO 08: Inspeção e manutenção/reparação do produto

Recomendamos que realize as várias inspeções do GottaGo antes de cada utilização para garantir que o produto é seguro. As verificações recomendadas são indicadas abaixo:

1. Certifique-se de que o assento está preso corretamente à estrutura e verifique se é estável e seguro antes de sentar a criança.
2. Certifique-se de que o cinto de segurança e as correias para os tornozelos estão firmemente presas às costas do assento e apoios para os pés, respetivamente.
3. Verifique se o cinto de segurança e correias para os pés estão desgastados.
4. Verifique se as correias de retenção estão rachadas ou danificadas.
5. Verifique se as ligações da estrutura não têm sujidade, ou sinais de desgaste.

Para todos os tópicos relacionados com serviço, consulte o website da Firefly: www.fireflyfriends.com ou contacte a Firefly através de customer.enquiries@fireflyfriends.com

SECÇÃO 09: Diretrizes importantes

Certifique-se de que o GottaGo está numa superfície estável antes de sentar a criança. Abra o encosto, soltando as correias de retenção, certificando-se de que estão seguras, para sentar a criança e efetuar os ajustes necessários, depois de sentada em segurança.

Certifique-se de que o cinto de segurança e correias para os tornozelos estão prontos para serem presos assim que a criança ficar sentada no GottaGo. Tenha o máximo cuidado e vigie a criança de perto enquanto são feitas alterações para ajustar o cinto de segurança e/ou correias para os tornozelos.

SECÇÃO 10: Reatribuição de produtos Firefly

Se pretender entregar o seu assento para sanita GottaGo a outra família quando a criança já não puder utilizá-lo, aconselhamos a limpar cuidadosamente o assento, estrutura e mochila por razões de higiene.

Certifique-se de que entrega o produto com uma cópia do manual de utilizador. Pode solicitar uma cópia à nossa equipa de atendimento ao cliente através de [customer.enquiries@](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com)

fireflyfriends.com ou no nosso website em www.fireflyfriends.com/gottago.

Em caso de qualquer dúvida em relação à utilização segura e contínua do seu produto Firefly, ou em caso de avaria de qualquer componente, não utilize mais este produto e contacte os serviços de assistência ao cliente da Firefly através de **customer.enquiries@fireflyfriends.com**

Antes de reatribuir um produto, é recomendável desinfetar com um dos seguintes procedimentos:

Nota: Limpe sempre o produto primeiro para remover a sujidade acumulada antes de desinfetar / higienizar.

1. Onde possível, recomendamos a utilização de um sistema de desinfecção “a vapor” automatizado utilizado para cobrir completamente o produto com um agente desinfetante. Antes de utilizar, consulte e siga à risca as instruções do fabricante para o sistema escolhido.
2. Quando um sistema de desinfecção automatizado não estiver disponível, todas as superfícies do produto devem ser limpas com panos de desinfecção, ou com um pano macio com líquido desinfetante. Produtos adequados têm 70% IPA, 70% álcool ou lixívia diluída. Deve seguir as instruções do fabricante do produto escolhido. O estofado e tecidos do produto devem ser cuidadosamente limpos de acordo com a secção Limpeza e cuidados deste manual.


SECÇÃO 11: Manual de Instruções

11.1 Desdobrar a estrutura do GottaGo

A estrutura do GottaGo terá este aspeto quando retirada da caixa.

- | | |
|-------------|----------------|
| 1 Estrutura | 4 Assento |
| 2 Correia | 5 Bacio |
| 3 Saco | 6 Apoio de pés |





O GottaGo foi concebido para ser utilizado exclusivamente em chão nivelado.

Para **desdobrar a estrutura**, identifique os botões **A** na parte inferior da estrutura.

Para facilitar a montagem, segure a estrutura GottaGo por trás e com o lado direito para cima (onde as pernas se dobram por baixo) e pressione simultaneamente os botões **A** para desbloquear as pernas.


Quando desdobrar as pernas, certifique-se de que os pés estão pousados no chão e não no ar. Desdobre as pernas até ouvir um estalo.

Verifique se as quatro pernas estão totalmente separadas e travadas na sua posição.

Pouse a estrutura do GottaGo em chão nivelado.


11.2 Ajustar a altura da estrutura do GottaGo

O GottaGo tem 3 configurações de altura: altura de bacio **1**, altura normal **2** e altura de sanita para deficientes **3**.




A altura é indicada **pelos indicadores verdes** numerados em cada uma das pernas.

A seguir, identifique os botões de pressão de ajustamento da altura no interior de cada uma das pernas da estrutura **B**.




Para ajustar a altura da estrutura, cada perna tem um bloqueio de segurança **A** que deve ser primeiro desbloqueado. Puxe este pino de fixação **A** para fora e, depois, um quarto de volta para desbloquear o bloqueio de segurança.




Para ajustar a altura normal:

Com a estrutura do GottaGo na vertical, pressione os botões dianteiros **simultaneamente** **B** e comece a levantar com cuidado a estrutura do GottaGo para cima. **Repita** este movimento com os botões traseiros.



À medida que levanta, **liberte o botão**. Isto permitirá que as pernas desçam até à altura normal **2**. Ouvirá um estalo audível. Repita para as 2 pernas traseiras.



Para ajustar conforme a altura da sanita para deficientes

Com a estrutura do GottaGo na vertical, **mantenha** pressionados os botões dianteiros **B** simultaneamente e comece a levantar com cuidado a estrutura do GottaGo para cima. Isto permitirá que as pernas desçam completamente até à altura máxima **3**. Ouvirá um estalo audível. Repita para as pernas traseiras.


Certifique-se de que a altura de todas as pernas é igual. Poderá recorrer aos **indicadores verdes numerados**.




Dê um quarto de volta e empurre o bloqueio de segurança para dentro para o bloquear..

11.3 Fixar o assento GottaGo à estrutura

Quando preparar a sua estrutura de acordo com as instruções na secção **10:1** e **10:2**, pode colocar o assento GottaGo na estrutura. A peça de retenção **A** e as correias laterais **B** devem ser fixadas em primeiro lugar.

Para isso, passe a correia da catraca através da catraca **A**. Saberá quando a ligação for completada quando ouvir um estalo audível, à medida que empurrar a correia **A** pela peça de





retenção **B**.

Por agora, coloque o assento para o lado enquanto prepara a estrutura.

Na estrutura cinzenta principal, desbloqueie os conectores da estrutura **C** em ambos os lados, puxando para cima.

Fixe o assento GottaGo à estrutura, alinhando os conectores do assento **D** sobre a ranhura de base **E**. A ranhura **E** tem indicadores visuais que ajudarão a alinhar simetricamente os conectores do assento com a estrutura. Empurre os conectores do assento **D** contra a ranhura de base **E** e depois prenda o assento aos conectores da estrutura **C** empurrando-os. Ouvirá um estalo para indicar que estão presos.




11.4 Instalar o apoio para os pés

O apoio para os pés **A** pode ser fixado, encaixando-o facilmente numa das quatro posições designadas na estrutura **B**


Ouvirá um estalo quando o encaixar na estrutura.

Se cometer um erro e for necessário reajustar a altura, consulte a secção **12.3**. Quando estiver satisfeito com a altura do apoio para os pés, acione os bloqueios secundários. Só deverá completar este processo uma vez, visto que estrutura pode ser dobrada com o apoio para os pés instalado.



Os bloqueios secundários são acionados, fixando os ganchos de fixação **C** nos recetores **D** na parte traseira do apoio para os pés. Introduza os ganchos de fixação **C** através dos recetores **D** de modo a que o aro fique em cima **E**.




Ranhuras para instalar o apoio para os pés



Patilhas para prender as correias para os pés





Prender o gancho secundário



Preso com o aro por cima

11.5 Instalar o bacio

Pode instalar o bacio, fazendo-o deslizar ao longo das guias **A** até a parte dianteira do mesmo atingindo a proteção contra salpicos do assento.



SECÇÃO 12: Preparação clínica

12.1 Ajustar a posição do assento

Depois de testar o assento sem a criança, deverá ter uma ideia da posição adequada para ela. A posição mais adequada é com os pés por detrás ou sob os joelhos.

Desbloqueie os conectores do assento na estrutura. Para tal, empurre com cuidado o lado do assento para a estrutura e depois levante o bloqueio. Deste modo, a inclinação para a frente é facilitada.

Faça deslizar o assento ao longo da ranhura até à posição pretendida e, depois, certifique-se de que o assento é novamente fixado



Pés sob os joelhos



Pés atrás dos joelhos




Pés à frente dos joelhos



Não ajuste o assento
com a criança sentada.

12.2 Ajustar o apoio para os pés


Fixe o apoio para os pés a uma altura que permita suportar o peso, ao longo do comprimento total da coxa. Se o apoio para os pés estiver demasiado alto, a pressão nas nádegas poderá ser demasiada, dificultando o relaxamento.



12.3 Ajustar o ângulo do encosto

As correias de retenção podem ser ajustadas para que a criança se incline para a frente mais facilmente e para a ajudar a pousar os braços nos apoios para os braços ou as pernas para facilitar o suporte natural posterior do tronco e da cabeça. Isto também facilitará o apoio lateral e posterior, ao longo dos contornos do corpo, e incentiva o relaxamento dos intestinos e dos músculos do pavimento pélvico.

Reduzir o ângulo do encosto poderá reduzir um elevado tônus muscular. As correias de retenção pode ser ajustadas assimetricamente, se necessário.




SECÇÃO 13: Desmontar a sua GottaGo

13.1 Remover o bacio

Se o bacio tiver sido utilizado, faça-o deslizar cuidadosamente ao longo das guias **A** afastando-o da proteção contra salpicos.






Deite fora o conteúdo do bacio, conforme necessário, e lave-o cuidadosamente antes de guardar o bacio no saco de transporte.



13.2 Remover o assento

Desbloqueie os conectores do assento na estrutura **A**. Para tal, empurre com cuidado o lado do assento para a estrutura e depois levante o bloqueio **B**.


Liberte as correias de retenção **C** pressionando o botão de desbloqueio **D** e soltando a correia da peça de retenção. Dobre os lados do assento para dentro, dobrando o encosto por cima dos lados. Utilize a correia do assento para o prender.



13.3 Remover o apoio para os pés

Se remover o apoio para os pés, certifique-se de que liberta os ganchos de fixação **A**

Pressione as linguetas de libertação **B** em ambos os lados do apoio para os pés e retire-o da ranhura.




13.4 Dobrar a estrutura

Desbloqueie o bloqueio de segurança **A** da posição de fixação e pressione o botão **B** no interior das pernas para reduzir para a altura mais baixa, pronta para dobrar.

Antes de dobrar, certifique-se de que GottaGo está no chão e que as pernas estão totalmente afastadas, pressione os botões na parte inferior da estrutura **C** levante e dobre.

Primeiro, dobre as pernas traseiras para baixo, como ilustrado, seguidas das pernas dianteiras, até ouvir um estalo.






13.5 Arrumar a mochila

Segurando a estrutura pela pega, enfie a estrutura dobrada **A** na mochila.

Com o bacio no saco de transporte **B** guarde-o no fundo da mochila. Pode encaixá-lo no espaço entre as pernas da estrutura.

Se removido, faça deslizar o apoio para os pés **C** no espaço por detrás da estrutura. Coloque o assento dobrado **D** no espaço disponível na mochila.





SECÇÃO 14: Informação técnica

Assento

	Tamanho 1	Tamanho 2
Idade	2-5 anos	4-9 anos
Largura das ancas	22.5cm	27 cm
Profundidade mínima do assento*	22 cm	29 cm
Ângulo de inclinação do encosto (para a frente)	8°	25°
Ângulo da coxa (desvio horizontal)	40°	40°
Altura do encosto	24cm	36cm
Peso (assento e estrutura)	5.8 kg	6.1 kg

Estrutura

Tamanho da estrutura dobrada	49 x 57 x 19 cm
Pegada da estrutura no chão	52 x 72cm (à altura máxima)
Pegada da estrutura no chão	40cm
Peso máximo do utilizador	30 kg
Altura (parte mais baixa do assento)	1 – 30cm 2 – 46cm 3 – 53cm

*Para o tamanho dos meninos, recomendamos o tamanho maior, desde que cumpram os requisitos mínimos de profundidade do assento.

Tabela de símbolos

Símbolo	Significado
	Dispositivo médico
	Ler as instruções de utilização
	Símbolo CE
	Símbolo UKCA
	Aviso
	Não misturar com o lixo doméstico
	Limites de temperatura
	Limite de humidade
	Fabricante
	Número do Modelo
	Número de Série
	Peso máx. de ocupação



USA Distributor

Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727

T: 1-800-333-4000
F: 1-800-300-7502
E: customseating@sunmed.com

sunrisemedical.com

Canadian Distributor

Sunrise Medical
237 Romina Drive, Unit 3,
Concord, ON, L4K 4V3

T: +1.800.263.3390
F: +1.800.561.5834
E: mkt.canada@sunmed.com

sunrisemedical.ca

Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



fireflyfriends.com

