



GoTo Seat

Manual do Utilizador
GoTo Seat



Family Freedom

Português

O Firefly GoTo Seat é um assento leve e portátil que melhora as vidas das crianças através da sua participação. Trata-se de um assento seguro, com apoio polivalente, ótimo para utilizar em sua casa ou para sair.

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o GoTo Seat . Estas instruções também podem ser descarregadas a partir do nosso sítio web **www.fireflyfriends.com**, juntamente com vídeos, diagramas e outros downloads úteis.

Índice

1. Utilização Prevista	p.3
2. Certificação	p.4
3. Avisos e Precauções	p.4
4. Termos da Garantia	p.6
5. Informações de Segurança	p.7
6. Precauções e Contraindicações	p.8
7. Informações sobre Limpeza e Cuidados	p.9
8. Assistência Técnica de Produtos	p.11
9. Instruções importantes	p.11
10. Inspeção do Produto	p.12
11. Reedição de Produtos Firefly	p.13
12. Configurar o seu GoTo Seat	p.14
13. Utilizar o GoTo Seat numa cadeira de encosto rígido	p.16
14. Utilizar o GoTo Seat num carrinho de supermercado	p.20
15. Fixar o GoTo Seat ao acessório Floorsitter	p.21
16. Posições de reclinção recomendadas	p.23
17. Desmontar o GoTo Seat e remover o estofo	p.26
18. Voltar a colocar o estofo e montar o GoTo Seat	p.30
19. Informações sobre Tamanhos	p.33

SECÇÃO 01: Utilização Prevista

Utilização prevista

O GoTo Seat é um dispositivo de assento portátil destinado a fornecer suporte postural a crianças com necessidades posturais de complexidade leve. O dispositivo deve ser ligado a uma superfície de terceiros, incluindo, mas não se limitado a; cadeiras padrão, assentos de avião, baloiços de parques. Também pode ser usado sozinho com um acessório para um dispositivo de apoio no chão. O GoTo Seat não foi desenhado para ser usado como um substituto para o assento de automóvel de uma criança.

Indicações para uso

O GoTo Seat foi desenhado para fornecer suporte postural da parte superior do corpo para crianças com deficiência. O assento deve ser fixado a uma cadeira ou estrutura de suporte semelhante para estabilidade e segurança em todos os momentos. O GoTo Seat é para uso ocasional devido ao suporte limitado e alívio de pressão e, por isso, não se destina a ser usado como o sistema de assento principal para uma criança com deficiência. O GoTo Seat está disponível em 2 opções de tamanho. O tamanho 1 destina-se a crianças de aproximadamente 1-3 anos com peso máximo de 15kg/33lbs* e o tamanho 2 é destinado a crianças de aproximadamente 3 a 8 anos e peso máximo de 30kg/60lbs*.

Não nos responsabilizamos por nenhuma utilização do produto fora da sua utilização prevista.

As atividades diárias testadas e aprovadas pela Firefly by Leckey para a utilização do GoTo Seat são:

1. Fixado a uma cadeira de encosto rígido para refeições com a família e amigos.
2. Para utilização num carrinho de supermercado, permitindo que os pais/o responsável façam as suas compras com mais facilidade.
3. Como fixador ao piso com o acessório Floorsitter.
4. Para utilização num carrinho permitindo que o pai/responsável se movimente.

Lembre-se que quando a criança está a utilizar o Floorsitter, ela consegue movimentar-se no chão e, como tal, o Floorsitter deve ser sempre utilizado sob supervisão. Em caso de dúvida, por favor, contacte o Serviço ao Cliente da Firely através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com



*Por favor, note, no entanto, que o limite de peso para uma criança ser colocada num assento de carrinho de supermercado normal é de 13kg/28,5lbs no máximo.

SECÇÃO 02: Certificação

O GoTo Seat está classificado como um dispositivo médico de Classe I, segundo os regulamentos da UE e do Reino Unido. Como fabricante, James Leckey Design Limited, declara que este produto está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745), Regulamentos de Dispositivos Médicos do Reino Unido de 2002, Diretiva de Dispositivos Médicos (93/42 EEC) e EN 12182: 2012 Produtos de apoio para pessoas com deficiência, requisitos gerais e métodos de teste.

Aviso ao utilizador e/ou doente:
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro, no qual o utilizador e/ou doente está estabelecido.

NOTA:
Conselhos gerais para o utilizador.
O não cumprimento dessas instruções pode resultar em ferimentos físicos, danos no produto ou no meio ambiente!

SECÇÃO 03: Avisos e Precauções

1. AVISO RISCO DE QUEDA

- Nunca use o produto sobre uma superfície com mais de 5 graus de inclinação.

2. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS

- Certifique-se de que o utilizador ou o cuidador não deve tocar em nenhuma articulação ou eixo móvel que não se encontre travada.
- Enquanto o utilizador está no produto, o cuidador deve esforçar-se para manter os ajustes do produto no mínimo.

3. AVISO DE SEGURANÇA DO OCUPANTE

- As transferências do utilizador para dentro e para fora do produto devem ser realizadas com equipamentos e pessoal adequados.
- Certifique-se de que todos os arneses estão bem colocados.
- Se o utilizador apresentar qualquer forma de desconforto, retire-o em segurança do produto o mais rapidamente possível.
- Os utilizadores não devem ficar sozinhos em nenhum momento quando estiverem a utilizar o equipamento da Leckey.

- Assegure folga suficiente para as tiras do pescoço do utilizador, durante o uso do produto e as transferências, para evitar riscos de estrangulamento.

4. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS

- Enquanto o utilizador está no produto, o cuidador deve esforçar-se para manter os ajustes do produto no mínimo.
- Cuidado ao montar ou ajustar a posição dos componentes da para que os seus dedos não fiquem presos ao posicionar os componentes do assento e apertar as fixações.
- Durante a montagem e o ajuste do produto, o cuidador deve evitar o risco de entalamento com os dedos das articulações ou pivôs do produto.
- Durante as transferências e os ajustes, o cuidador deve evitar o risco de entalamento dos dedos.

5. VERIFICAÇÕES DIÁRIAS

- O produto deve ser verificado diariamente antes de ser usado para garantir que todos os componentes estão bem fixos e seguros para a utilização.

6. CUIDADOS DE LIMPEZA

- Limpe o produto regularmente para evitar a acumulação de sujidade. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente o tecido dos componentes e estimular a corrosão no produto. Use apenas produtos de limpeza não abrasivos e panos húmidos. Não use água corrente nos estofos quando ainda estiverem presos ao produto. Consulte a informação sobre Limpeza e Cuidados no manual do utilizador.

7. LAVADORAS/MANGUEIRAS DE LIMPEZA

- Não devem ser usadas para limpar o produto, mangueiras e lavadoras de pressão. Consulte a informação sobre Limpeza e Cuidados no manual do utilizador.

8. CUIDADOS ELIMINAÇÃO

- Sempre que eliminar o produto para um centro de reciclagem comunitário, os componentes devem ser eliminados separadamente, se apropriado.

9. CUIDADOS DE COLOCAÇÃO EM UTILIZAÇÃO

- Antes de usar, aguarde 2 horas para que o produto se adapte à temperatura ambiente.

SECÇÃO 04: Termos da Garantia

A garantia para o GoTo Seat aplica-se apenas quando o produto é utilizado de acordo com a utilização prevista, cumprindo todas as especificações do fabricante.

A garantia é de um ano para este produto fabricado pela James Leckey Design Ltd.

Os produtos podem ser devolvidos para reparação ou substituição ao abrigo da garantia até 12 meses após a sua receção. Quando entrar em contacto connosco, organizaremos a recolha dos produtos por nossa conta e, quando os mesmos nos forem devolvidos, procederemos à sua reparação/substituição e posterior devolução num prazo de 14 dias. Em todos os casos, é da responsabilidade do cliente garantir que os produtos são devolvidos devidamente embalados, de preferência, na embalagem original.

SECÇÃO 05: Informações de Segurança

1. Leia sempre todas as instruções do utilizador antes de utilizar o produto.
2. Os utilizadores **nunca devem ser deixados sozinhos/sem supervisão neste produto.**
3. Avalie sempre se a cadeira/carrinho/carrinho de passeio para adequação e estabilidade antes de fixar o GoTo Seat .
4. Certifique-se sempre de que o GoTo Seat se encontra bem fixo e as correias estão apertadas.
5. **O GoTo Seat não foi testado para colisões** e, como tal, não pode ser utilizado no transporte. No entanto, algumas companhias aéreas aprovaram a utilização do GoTo Seat . Confirme antes de voar.
6. Nunca utilize o GoTo Seat num carrinho de supermercado numa superfície com uma inclinação superior a 10° para evitar qualquer risco de queda.
7. Antes de colocar a criança no GoTo Seat , primeiro, fixe o Floorsitter e ajuste para o ângulo pretendido.
8. O Floorsitter deve ser utilizado apenas sobre uma superfície firme, sólida e plana.
9. O GoTo Seat contém peças que podem representar risco de asfixia ou compressão para crianças pequenas. Antes da utilização, verifique se todos os componentes estão firmes e presos corretamente - incluindo botões e correias.
10. **Não modifique o GoTo Seat .** O não cumprimento destas instruções pode colocar a criança em risco. Poderá também invalidar a garantia do GoTo Seat .
11. O GoTo Seat deve ser guardado cuidadosamente e não deve ser utilizado caso alguma das peças esteja danificada. O GoTo Seat deve ser guardado numa posição plana para prevenir danos.
12. O GoTo Seat deve ser sempre mantido longe de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.
13. Em **caso de dúvida** sobre a utilização contínua e segura do GoTo Seat ou se alguma das peças falhar, por favor, deixe imediatamente de utilizar o produto e entre em contacto com o Serviço ao Cliente da Firefly by Leckey através do endereço **customer.enquiries@fireflyfriends.com**.

SECÇÃO 06: Precauções e Contraindicações

Precauções

- Deformações espinhais corrigidas, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou esquelética grave, incluindo deslocação da anca
- Condições progressivas e de perda muscular
- Risco elevado ou histórico recente de fraturas ósseas
- Risco elevado de lesão relacionada com pressão ou feridas abertas
- Padrões de movimento fortes e descontrolados
- Atividade convulsiva mal controlada
- Crianças dependentes do uso de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica incluindo função respiratória ou cardiovascular comprometida
- Dependentes de aparelhos de sustentação da vida de terceiros, como tanques de oxigénio
- Dificuldades de aprendizagem significativas e/ou problemas comportamentais

Contraindicações

Não existem contraindicações associadas ao uso do GoTo Seat.

Todas as precauções e contraindicações são consideradas a critério do clínico prescritor ou dos pais. A Leckey e a Firefly recomenda que um médico habilitado e experiente esteja presente durante a avaliação ajustes, configurações e reedições para minimizar o risco.

SECÇÃO 07: Informações sobre Limpeza e Cuidados

Base do Assento em Plástico

1. Quando limpar a base do assento em plástico, recomendamos que utilize apenas água morna e um detergente não abrasivo, tal como detergente para a louça.
2. Os álcoois desinfetantes, tais como o etanol e o isopropanol, são adequados para utilização na estrutura de plástico.
3. Nunca utilize solventes orgânicos ou fluidos de limpeza a seco.

Estofos e Tecidos

1. Limpe e cuide do tecido regularmente. Aspire simplesmente com um acessório para estofos para remover as partículas de poeira e limpe com um pano húmido para limpeza geral.
2. Os panos de microfibras são extremamente eficazes sem sabão, o que é muito útil, pois o sabão pode obstruir o tecido.
3. As capas do assento podem ser removidas da base do assento em plástico rígido e lavadas na máquina a 40°C.
4. Secar num plano horizontal. Não secar na máquina.
5. Os estofos podem ser colocados na máquina de lavar inteiros, após a remoção de correias, fivelas e fechos. Guarde-os num local seguro e fora do alcance das crianças.
6. O tecido também pode ser limpo manualmente enquanto colocado no assento. Para derrames de alimentos sólidos, retire com uma espátula. Limpe o tecido com um produto à base de água, tal como espuma de um detergente neutro e remova com um pano absorvente, toalha ou esponja.
7. Para limpar bem os estofos sem molhar excessivamente o tecido ou causar danos nas cores, deve utilizar produtos e ferramentas concebidos especificamente para cuidar de estofos.
8. Limpe os derrames imediatamente. Quanto mais tempo passar sem que o derrame seja tratado, mais difícil será removê-lo. Poderá também levar à perda permanente da cor.
9. Sabão comum e uma esponja embebida em água morna são eficazes para a sujidade normal e pequenas nódoas/derrames. Evite esfregar, pois pode ser abrasivo e danificar o tecido. Tenha cuidado para não saturar o tecido, pois isto poderá provocar o aumento da nódoa.

Para Informação sobre Limpeza e Cuidados do GoTo Seat Vinyl, por favor, consulte a página 30.

Limpe de fora para dentro com vista a evitar espalhar ainda mais a mancha.

10. Podem ser utilizados produtos de limpeza antissépticos em manchas mais resistentes. Os desinfetantes líquidos de limpeza, tais como álcool isopropílico ou etanol, são adequados para utilizar no GoTo Seat . Certifique-se de que os produtos de limpeza são totalmente removidos. Por favor, deixe o produto secar ao ar, assegurando-se de que todo o álcool se evapora antes de utilizar o produto novamente.

11. Não coloque o estofado na base de plástico enquanto a capa ainda estiver molhada. Deixe secar bem antes de voltar a montar o produto.

12. Não passe a ferro a capa ou as correias.


13. Não aplique lixívia em nenhuma parte do GoTo Seat .

Sugestão:

Um dos melhores produtos de limpeza de estofos à base de água é muito fácil de fazer em casa. Coloque uma chávena de água morna (não quente) numa tigela e adicione 1/4 de chávena de líquido de lavar a louça biodegradável. Bata com uma batedeira elétrica a velocidade média até que o líquido se transforme numa espuma espessa. Esta espuma irá remover a sujidade acumulada e a maioria das manchas de comida ou bebida. Este detergente, além de mais limpo, simples de fazer e barato, também não é tóxico e é amigável ao ambiente.

Unidade base do Floorsitter

1. Limpe sempre a parte inferior da unidade base do Floorsitter após cada utilização.
2. Pode utilizar detergente e água para a limpeza diária.
3. Não utilize solventes para limpar a unidade base do Floorsitter.



Se o seu Floorsitter estiver a ser utilizado em ambientes no exterior (como a praia ou o jardim), é importante enxaguá-lo após cada utilização para que fique livre de partículas/obstruções que podem afetar os seus mecanismos.

4. Para remover a areia/terra/relva ou quaisquer outras pequenas partículas que possam estar nas ligações entre o assento e o Floorsitter, bata ligeiramente na área para que as partículas caiam. Enxague bem para que não fiquem partículas acumuladas no interior das ligações.

Para obstruções persistentes no Floorsitter, o trinco pode ser empurrado com o dedo para remover quaisquer partículas e ajudar a libertar as mesmas.

5. Caso o seu Floorsitter entre em contacto com água salgada, enxague bem todas as peças com água doce.

SECÇÃO 08: Assistência Técnica de Produtos

Para todos os assuntos relacionados com assistência técnica, consulte o sítio web da Firefly www.fireflyfriends.com ou contacte a equipa de Serviço ao Cliente da Firefly através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com

3. Certifique-se de que as correias do arnês não estão a obstruir a colocação da criança no GoTo Seat . As correias dos ombros e as correias de apoio lateral devem estar muito folgadas.
4. Se colocado num carrinho, oriente as pernas da criança lentamente/ delicadamente através das aberturas de perna no carrinho do supermercado; Não force as pernas.

SECÇÃO 09: Instruções Importantes

Colocar a criança no GoTo Seat

1. O GoTo Seat deve estar fixado de forma segura para a utilização pretendida antes de se colocar uma criança no assento.
2. O Floorsitter deve ser apenas utilizado numa superfície firme, sólida e plana. As superfícies macias como carpetes e tapetes (especialmente de pelo alto) podem reduzir a estabilidade do Floorsitter e o mesmo deve ser utilizado com precaução.

5. Assim que as pernas estejam em segurança, passe delicadamente os braços da criança através das correias dos ombros - as correias dos ombros devem estar muito folgadas. Certifique-se de que as almofadas das correias dos ombros estão sobre os ombros da criança.
6. Feche a fivela central e ajuste as correias de apoio laterais para garantir que a criança está segura no assento com o arnês. O comprimento das correias dos ombros deve ser ajustado para o tamanho da criança com segurança. Consulte a Secção 13(b) para orientação.

7. O comprimento da correia da virilha pode ser ajustado através do acesso ao encaixe de ajuste por baixo da capa acolchoada. No Tamanho 2 do GoTo Seat, a localização da correia da virilha pode ser movida para fora para proporcionar mais espaço ao seu filho à medida que cresce. Consulte a Secção 13(b) para orientação.

Retirar a criança do GoTo Seat .

1. Alargue as correias dos ombros e as correias de apoio laterais.
2. Desbloqueie a fivela central utilizando o botão de libertação no arnês.
3. Faça deslizar as correias dos ombros da criança e retire delicadamente os braços da criança do arnês.
4. Apenas para o Tamanho 1, se colocado num carrinho: levante a criança delicadamente, guiando as suas pernas para fora das aberturas de pernas no carrinho.

Não tente levantar a criança do carrinho enquanto ela ainda estiver presa ao assento.

SECÇÃO 10: Inspeção do Produto

Recomendamos que sejam efetuadas várias verificações do equipamento antes de cada utilização para garantir que o produto é seguro.

As verificações recomendadas estão detalhadas abaixo.

1. Verifique se o arnês está no lugar e seguro.
2. Verifique todos os estofos com vista a identificar sinais de desgaste.
3. Verifique todas as fivelas para garantir que as correias estão fixadas firmemente à estrutura de plástico.
4. Verifique se existem sinais de fendas ou danos no suporte de plástico.
5. Certifique-se de que todos os botões **estão bem apertados.**
6. Certifique-se de que o GoTo Seat **está seguro na base** antes de posicionar a criança no GoTo Seat .
7. Se estiver a utilizar o Floorsitter, por favor, certifique-se de que está firmemente fixado ao GoTo Seat . **Consulte a Secção 12 para orientações.**
8. Se estiver a utilizar o Floorsitter, verifique se os trincos e as ligações estão livres de sujidade e detritos e **não apresentam sinais de desgaste.**

Em caso **de dúvida** sobre a utilização contínua segura do seu produto Firefly ou se alguma peça estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e entre em contacto com o nosso departamento de serviço ao cliente o mais depressa possível.

SECÇÃO 11: Reedição de Produtos Firefly

Antes de reemitir um produto, é recomendado que este seja desinfetado, seguindo um dos seguintes procedimentos:

Nota: Limpe sempre o produto primeiro, para remover a sujidade acumulada, antes de o desinfetar / higienizar.

1. Sempre que possível, recomendamos o uso de um sistema de desinfecção automatizado por “nebulização”, que é usado para cobrir completamente as superfícies do produto com um agente desinfetante. As instruções do fabricante para o sistema escolhido devem ser consultadas, antes da utilização e seguidas rigorosamente.


2. Se o sistema de desinfecção automatizado não estiver disponível, todas as superfícies do produto devem ser limpas com lenços desinfetantes para superfícies ou com desinfetante líquido, num pano macio. Os produtos adequados são 70% IPA, 70% álcool ou lixívia diluída. As instruções do

fabricante para o produto escolhido devem ser seguidas. O estofamento e os tecidos do produto devem ser limpos, minuciosamente, de acordo com a secção Informações sobre Limpeza e Cuidados, deste manual.

Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. Em caso de dúvida sobre a utilização contínua segura do seu produto Firefly by Leckey ou se alguma peça estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e entre em contacto com o nosso departamento de serviço ao cliente o mais rapidamente possível através do endereço customer.enquiries@fireflyfriends.com.

SECÇÃO 12: Configurar o seu GoTo Seat

12(a) Alinhar o apoio lateral




- 1 O seu GoTo Seat irá chegar assim, com o apoio lateral alinhado com o corpo.
- 2 Solte o botão apenas o suficiente para que possa rodar o apoio lateral.
- 3 Rode o apoio lateral no sentido anti-horário e para a posição.
- 4 Verifique se o apoio lateral está em posição na secção central do encosto e aperte o botão.
- 5 Vire o seu GoTo Seat e prenda as correias de apoio lateral na fivela central. **Consulte a Secção 13(b) para orientação.**


Verifique se, quando as correias de apoio lateral estão fixas umas às outras, todas as correias estão colocadas corretamente, como ilustrado.

12(B) Configurar o Floorsitter (se adquirido com o GoTo Seat)

O Floorsitter deve ser sempre colocado sobre uma superfície firme, sólida e estática. Ao colocar o Floorsitter sobre a superfície escolhida, é crucial que todos os pés de borracha fiquem em contacto com a superfície.




Quando o Floorsitter estiver colocado, certifique-se de que o braço de inclinação está na posição mais alta.




Secção 13: Utilizar o GoTo Seat numa cadeira de encosto duro

13(a) Fixar o GoTo Seat a uma cadeira de encosto rígido



1 Certifique-se de que todas as correias estão soltas e não estão presas umas às outras. Coloque o GoTo Seat na cadeira de encosto rígido.

2 Prenda as correias **A** firmemente em redor da parte posterior da cadeira. Repita o procedimento para as correias **B**. Prenda as correias por baixo **C** da cadeira.



Puxe as correias para fora para prender.



Enrole as correias em excesso e prenda-as nos cliques.





5

Certifique-se de que todas as correias pretas estão presas firmemente ao banco de trás e que a fivela de cinco pontos à frente está desapertada antes de colocar a criança no GoTo Seat .

13(b) Abrir e fechar a fivela de 5 pontos

Antes de iniciar, certifique-se de que as correias do ombro, de apoio lateral e da virilha estão todas soltas e desapertadas.


- 1** Prenda os dois fechos de apoio lateral aos lados da fivela do ponto médio.
- 2** Depois de apertado, ajuste as correias dos ombros, as correias de apoio lateral e a correia da virilha puxando as correias para apertar.



Certifique-se de que as correias não estão torcidas quando a fivela estiver fechada.


3

No Tamanho 2 do GoTo Seat, o local de montagem da correia da virilha pode ser movido para trás ou para frente para se adaptar às necessidades da criança. Certifique-se de que está bem encaixado na base plástica do GoTo Seat.



13 (c) Ajustar o encosto de cabeça e o apoio lateral

- 1** Desaperte o botão do encosto de cabeça no sentido anti-horário para retirar o encosto de cabeça da base do GoTo Seat . Mova o encosto de cabeça para cima ou para baixo para alcançar a posição desejada.
- 2** Quando o encosto de cabeça estiver à altura desejada, volte a apertar o botão na base do GoTo Seat rodando no sentido horário.
- 3** Retire o apoio lateral girando o botão no sentido anti-horário. Mova o apoio lateral para cima ou para baixo até alcançar a posição desejada. Quando o apoio lateral estiver à altura desejada, fixe novamente a parte lateral rodando o botão no sentido horário.




Secção 14: Utilizar o GoTo Seat num carrinho de supermercado

- 1 Certifique-se de que as correias estão largas e desapertadas. Coloque o GoTo Seat no assento do carrinho. Passe as correias **A** pela grelha do assento do carrinho e aperte. Puxe as correias para as apertar.
- 2 Passe as correias **B** pelo laço do assento do carrinho, ligue e aperte onde necessário.



Si no hay un lazo en la parte superior del asiento del carrito, fije las correas B al mismo marco que las correas A.

- 3 Aperte as correias **C** por baixo do assento do carrinho e puxe para apertar. Faça um laço com as correias e enrole nos cliques.
- 4 Certifique-se de que o assento do carrinho está seguro com a fivela de cinco pontos aberta à frente e as correias largas antes de colocar a criança no assento do carrinho.



Secção 15: Fixar o GoTo Seat ao acessório Floorsitter




Antes de fixar o GoTo Seat ao acessório Floorsitter siga os passos na **Secção 12(b)**.


- 1 Baixe o GoTo Seat com a base do assento plano sobre o Floorsitter.



- 2 Certifique-se de que a base do assento está alinhada centralmente com o Floorsitter, movendo a base do assento para a frente para que esta deslize para dentro do canal de bloqueio.
- 3 Quando a base do assento está encaixada no Floorsitter, ouve-se um clique que significa que o fecho foi acionado.



Secção 15: Fixar o GoTo Seat ao acessório Floorsitter (continuação)



Antes de acoplar o braço de inclinação ao encosto, assegure-se de que este se encontra na posição mais alta.

Com uma das mãos no GoTo Seat, utilize a outra mão para apertar o botão assinalado e encaixe o acessório no encosto.

Depois de acoplado corretamente, deverá ouvir um clique.




Certifique-se de que ouve o clique quando fixar a base e as costas do assento ao Floorsitter.

Secção 16: Posições de reclinção recomendadas


Posição vertical - se o seu filho tiver boa tolerância ao sentar e controlo do tronco, poderá conseguir usar uma posição sentada vertical.



Posição de reclinção média - recomendamos que o GoTo Seat seja colocado numa posição de reclinção média se o seu filho tiver que ser levantado para o assento.



Posição de reclinção total - recomendamos que o GoTo Seat seja colocado na posição reclinada total para crianças com controlo mínimo da cabeça.




16(a) Utilizar a função de reclinção do GoTo Seat / Floorsitter

Quando o seu filho estiver totalmente seguro e apoiado, a função de reclinção do GoTo Seat / Floorsitter poderá ser utilizada.


Cuidado ao alterar o ângulo de inclinação. Deve procurar tornar este movimento o mais suave possível para reduzir qualquer ansiedade que a criança possa sentir.

Para colocar o GoTo Seat numa posição mais direita, coloque uma mão no GoTo Seat **A** no topo do encosto para apoio e a outra mão no clipe verde no braço de inclinação do Floorsitter. **B**




Liberte o clipe e coloque o assento na posição vertical adequada para o seu filho. **A**


Aperte o clipe no Floorsitter. Irá ouvir um clique depois de completamente engatado.




16(B) Retirar o GoTo Seat do Floorsitter



Para libertar o GoTo Seat do Floorsitter, pressione o botão verde no braço de inclinação e puxe o encosto para a frente.




Para libertar a base do assento, puxe a aba plástica verde **A** e deslize para trás, levantando de seguida o GoTo Seat do Floorsitter. **B**




Secção 17: Desmontar o GoTo Seat e remover o estofado

17(a) Encosto de cabeça


- 1 Desaperte o botão do encosto de cabeça no sentido anti-horário para retirar o encosto de cabeça da base do GoTo Seat .



- 2 Aperte o botão na parte de trás do encosto de cabeça para garantir que não se perde.
- 3 Desabotoe o estofado do encosto de cabeça em ambos os lados.
- 4 Faça deslizar o plástico do encosto de cabeça para baixo a partir da capa dos estofos.




- 5 Separe completamente o encosto de cabeça da base do GoTo Seat removendo as fivelas das correias dos ombros do encosto de cabeça.



17(b) Apoio Lateral

Comece com todas as correias ligadas à fivela, tal como ilustrado.


- 1 Vire o GoTo Seat e separe o apoio lateral girando o botão no sentido anti-horário.
- 2 Faça deslizar o apoio lateral para cima e sobre o encosto de costas GoTo Seat .
- 3 Aperte novamente o botão do componente deslizante para evitar perdê-lo. Vire o GoTo Seat novamente e coloque o apoio lateral no topo do GoTo Seat .



- 4 Solte as correias do apoio lateral tanto quanto possível, **mas mantenha a fivela conectada.**
- 5 Puxe um dos lados da inserção de plástico para fora da capa.

Retire a correia fazendo passar a fivela de plástico através dos orifícios e, em seguida, através do estofo.


Repita com o outro lado do apoio lateral. Quando remover o apoio lateral de plástico, o seu estofo está pronto a ser lavado.



17(c) Correias

- 1 Coloque a base do GoTo Seat voltada para baixo e desabotoe o estofo.

Remova as correias da almofada do GoTo Seat fazendo passar as fivelas através dos orifícios do estofo e da base plástica.




Junte as correias **A** em pares e guarde num local seguro. Lembre-se de que as correias são mais compridas e devem ser colocadas novamente apenas na almofada do assento.

As correias **A** têm uma etiqueta de aviso diferente que pode ser utilizada para as identificar, se necessário.

- 2 Tal como acontece com as correias acima, passe a fivela da correia da virilha através do orifício correspondente na parte inferior da almofada do GoTo Seat, seguida pelo estofo.

17(d) Estofos



- 3** Remova a inserção do estofa.
Para o Tamanho 1 do GoTo Seat ,
abra o Velcro na base do assento
para remover a inserção.



Secção 18: Voltar a colocar o estofado e montar o GoTo Seat

18(a) Correias e Estofos

- 1 Recupere as correias para a inserção do GoTo Seat, com as correias **B** e **C** na parte traseira da base da base do GoTo Seat e as correias **A** (as correias mais compridas) na almofada do assento.
- 2 Faça passar a fivela de cada correia preta (não a de fixação) através dos orifícios do estofado primeiro, em seguida, pelo orifício na inserção.
- 3 Tal como acontece com as correias acima, faça passar a fivela da correia da virilha através do orifício correspondente no estofado na parte inferior da almofada do assento, seguida pela base de plástico.
- 4 Quando todas as correias estiverem inseridas, coloque a inserção no estofado.



Faça deslizar a parte mais larga da base do GoTo Seat no estofado primeiro. Para o Tamanho 1, abra o Velcro da base do assento antes disto.

18(b) Apoio Lateral








Antes de começar, veja qual a correia de apoio lateral que deve ser fixada a cada lado do estofado para que a fivela possa ser apertada.

- 1 Solte as correias de apoio lateral na fivela central tanto quanto possível. Alinhe a capa do estofado, a inserção de apoio lateral de plástico e as correias, tal como ilustrado.
- 2 Insira a correia de apoio lateral no estofado do apoio lateral.
- 3 Puxe a correia através do estofado.



Passa a fivela pelo orifício interno do estofado para criança mais pequenas.




- 4 Passe a correia de rosca pela inserção do apoio lateral (isto deixa a fivela do lado de fora do apoio lateral para evitar qualquer irritação durante a utilização). Pode utilizar um padrão de aperto diferente para alterar a largura da lateral para se adequar ao seu filho.
- 5 Coloque a inserção do apoio lateral de plástico no estofado e puxe a correia para puxar a inserção do apoio lateral para o estofado.



Faça o mesmo para o lado oposto

18(c) Encosto de cabeça

- 1 Insira a fivela da correia do ombro a direito através da parte frontal da inserção do encosto de cabeça e prenda-a atrás.
- 2 Faça deslizar o encosto de cabeça para dentro dos estofos e aperte os poppers.
- 3 Anexar encosto de cabeça à base GoTo Seat , alinhando o orifício do parafuso com o seu espaço. Corrigir para colocar, enroscando o botão no sentido horário.



Secção 19:

Informações sobre Tamanhos

	Tamanho 1	Tamanho 2
Base do assento até ao topo do encosto de cabeça Máx (mm/polegadas)	540/21	680/27
Base do assento até ao topo do encosto de cabeça Mín (mm/polegadas)	380/14	510/20
Largura do apoio lateral Máx (mm/polegadas)	260/10	300/12
Largura do apoio lateral Mín (mm/polegadas)	190/7.5	210/8
Profundidade do Assento (mm/polegadas)	157/7	244/9.5
Peso Máx. (kg/lbs)	15/33*	30/66*
Intervalo de idades (aprox.)	1-3 anos	3-8 anos

*(Caso a criança tenha mais de 13kg/28,5lbs, o GoTo Seat não pode ser utilizado num carrinho de supermercado)

Tabela dos Símbolos

Símbolo	Significado
	Aparelho Médico
	Ler as Instruções Antes de Usar
	Marca CE
	Aviso
	Fabricante
	Código do Produto
	Número de Série
	Peso Máximo de Ocupação
	Data de Fabricação
	Livre de Latex
	Identificação Única de Dispositivo
	Lavagem na Máquina - Temperatura da Água 40° C
	Não Secar a Seco
	Não Passar a Ferro
	Não Utilizar Lixívia
	Não Lavar a Seco
	Não Lavar na Máquina

GoTo Seat Vinyl

Informação sobre Limpeza e Cuidados

- Limpe-a regularmente com um pano de microfibras, levemente humedecido apenas com água fria. Em seguida, seque com um pano absorvente limpo.
- Absorva os derramamentos o mais rapidamente possível com um pano absorvente seco para evitar manchas. Limpe com um pano de microfibras ligeiramente humedecido com água fria.
- Repare que os corantes e pigmentos de jeans índigo, esferográficas e canetas de ponta de feltro podem manchar permanentemente.
- Se houver acumulação de sujidade, utilize sabão neutro (não alcalino). Remova todos os resíduos de sabão. Em seguida, seque com um pano absorvente.
- Remova fluidos corporais e sujidade extrema imediatamente (nos 15 minutos a seguir) com água fria. Aplique o seu protocolo de controlo de infeção aprovado, uma solução de lixívia de cloreto de sódio a 10.000ppm, Haz-Tabs ou Chlor-Clean. Remova os resíduos do produto e, em seguida, seque com um pano absorvente limpo.
- Repare que a limpeza a vapor desinfeta, mas a aplicação de calor pode fixar substâncias que mancham e pode resultar em marcas permanentes.
- Não aplique produtos de limpeza à base de solventes ou quaisquer outros produtos químicos no tecido.
- Não limpe, não seque na máquina nem mergulhe totalmente o tecido em água.



Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

fireflyfriends.com

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com



LS1081-01